



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Штатив РядОК



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Общелабораторное оборудование





ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Описание

Штатив РядОК предназначен для размещения механических, электронно — управляемых и полу- автоматических дозаторов, используемых при работе с жидкостями.

Мы выпускаем модель на 6 пипеток- дозаторов.

Назначение

Штатив для размещения дозаторов различных изготовителей, имеющих упор для удержания рукой. РядОК позволяет лучше организовать пространство на вашем рабочем столе, избежать загрязнения наконечников пипеток.

Особенности

Тип штатива — линейная стойка. Пипетки — дозаторы располагаются на горизонтальной перекладине штатива, при этом конструкция позволяет работать с ней одной рукой.

L — образное основание снабжено резиновыми ножками- амортизаторами, для предотвращения скольжения.

В конструкции используется ударопрочный пластик, устойчивый к воздействию дезинфицирующих растворов.

Характеристики

Материал	Полипропилен, нерж. сталь
Габариты штатива (Ширина X Глубина X Высота)	285 x 75 x 245 мм
Количество мест для дозаторов	6 шт.