



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Столик специальный стеклянный с уровнем


## ЦЕНА

по запросу



### Категории:

Общелабораторное оборудование  
Микробиология



## Описание

**Столик специальный стеклянный с уровнем** предназначен для аккуратного формирования тонкого слоя агара при проведении реакции преципитации и других иммунно — диффузионных реакций. Столик снабжен пузырьковым уровнем и регулировочными ножками, что позволяет выставить его поверхность горизонтально.

## Особенности

**Столик специальный стеклянный с уровнем** так же может использоваться и для



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

проведения электрофореза любых белков (ДНК, РНК, вирусы) в гелях. При разливе геля в кювету перед подготовкой процесса разделения в электрическом поле — используется наше изделие.

## Характеристики

<b>Габаритные размеры столешницы столика</b>	300x300 мм
<b>Стекло столешницы каленое, толщиной</b>	10 мм
<b>Высота столика над поверхностью</b>	50 мм