



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Набор хирургический ветеринарный


## ЦЕНА

по запросу



### Категории:

Ветеринарные хирургические инструменты  
Хирургическое оборудование для  
ветеринарных клиник  
Оборудование для ветеринарных клиник



## Описание

### Набор хирургический ветеринарный.

Комплектация:

1 Зажим с насечкой зубчатый прямой, 140мм — 1 шт.

2 Зажим с насечкой изогнутый, 125 мм — 1 шт.

3 Зажим с насечкой прямой, 125 мм — 1 шт.

4 Зажим с насечкой прямой, 160 мм — 1 шт.

5 Зонд хирургический желобоватый, 140 мм — 2 шт.



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

- 
- 6 Игла хирургическая изогнутая 4В2- 1х60 — 2 шт.
  - 7 Игла хирургическая изогнутая 4В2- 0.5х35 — 2 шт.
  - 8 Игла хирургическая прямая 0В2-0.5х53 — 2 шт.
  - 9 Игольник — 2 шт.
  - 10 Иглодержатель общехирургический с кремальерой, 150 мм — 1 шт.
  - 11 Ножницы тупоконечные, вертикально изогнутые, 140 мм — 1 шт.
  - 12 Ножницы тупоконечные, прямые, 140мм — 1 шт.
  - 13 Ножницы прямые, с одним острым концом, 140 мм — 1 шт.
  - 14 Пинцет хирургический общего назначения, 140 мм — 1 шт.
  - 15 Скальпель (рукоятка для установки сменных лезвий), 130 мм — 1 шт.
  - 16 Скальпель (рукоятка для установки сменных лезвий), 140 мм — 1 шт.
  - 17 Сменное лезвие для скальпеля — 10 шт.
  - 18 Стерилизатор — 1 шт.

Набор упакован в специальный чехол, предназначенный для транспортировки.  
Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить ветеринарный хирургический набор по цене производителя.