



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



## Штатив Синус 03/50

### ЦЕНА

по запросу

### Категории:

Аксессуары для водяных лабораторных бань



## Назначение

Штатив для пробирок диаметром до 17 мм, 50 гнезд, изготовлен из нержавеющей стали. Штатив используется в комплекте поставки [бани с качающимся ложементом СИНУС 03](#).

## Характеристики

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Материал</b>         | Нержавеющая сталь |
| <b>Диаметр пробирки</b> | до 17 мм          |
| <b>Количество гнезд</b> | 50 шт.            |