



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



Штатив Синус 03/50

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары для водяных лабораторных бань



Назначение

Штатив для пробирок диаметром до 17 мм, 50 гнезд, изготовлен из нержавеющей стали. Штатив используется в комплекте поставки [бани с качающимся ложементом СИНУС 03](#).

Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Диаметр пробирки	до 17 мм
Количество гнезд	50 шт.