



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


## Штатив Флоринского

### ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары для водяных лабораторных бань



## Описание

Штатив Флоринского на 100 пробирок, материал — алюминий.

## Назначение

Размещается в водяной бане для серологических исследований, в комплекте БАЛС 55 четыре штатива, общее число пробирок, таким образом — до 400 шт. В комплекте БАЛС 27 -два штатива.



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

---

## Особенности

Изготовлен из материалов, не подверженных коррозии.

## Характеристики

<b>Размеры</b>	225 x 225 мм
<b>Высота</b>	68 мм