



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Штатив Флоринского

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары для водяных лабораторных бань



Описание

Штатив Флоринского на 100 пробирок, материал — алюминий.

Назначение

Размещается в водяной бане для серологических исследований, в комплекте БАЛС 55 четыре штатива, общее число пробирок, таким образом — до 400 шт. В комплекте БАЛС 27 -два штатива.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Особенности

Изготовлен из материалов, не подверженных коррозии.

Характеристики

Размеры	225 x 225 мм
Высота	68 мм