



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

БАЛС-48.1 баня лабораторная глубокая

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Бани водяные

Описание

Баня лабораторная БАЛС-48.1 предназначена для нагрева образцов в пробирках, колбах и другой посуде в лабораториях различной специализации. Конструкция бани позволяет устанавливать 2 штатива Флоринского по 100 пробирок каждый. Наличие циркуляции теплоносителя гарантирует быстрый выход на режим и равномерность теплового поля. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить лабораторную баню по цене производителя.

Назначение

Подогрев образцов, стабильное поддержание температуры проб при проведении разнообразных лабораторных исследований.

Особенности

- Корпус бани имеет термоизоляцию с низким коэффициентом теплопроводности, покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям.
- Индикация текущей и предустановленной температуры.



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

- Встроенный таймер (температура поддерживается заданное таймером время, после нагрев отключается).
- Блок управления выполнен по схеме PID-контроллера.
- Нагревательный элемент снабжен датчиком уровня воды и перегрева.
- Для обеспечения долгого срока эксплуатации используется анодная защита ванны.
- Крышка бани может использоваться как подставка для штативов или лабораторной посуды.
- Водяной циркуляционный насос, а также панель пола с перфорацией обеспечивают равномерный нагрев жидкости по всему объему.
- В комплекте два штатива Флоринского на 100 пробирок каждый.
- Может работать непрерывно в режиме 24*7

Характеристики

Характеристики	Значение характеристики
Мощность потребления от сети переменного тока, Вт	не менее 2000
Рабочий диапазон температур, °С:	+5 до +100
Дискретность установки температуры, °С	0,1
Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости, °С	±0,5
Градиент температуры по объему, °С	±1
Диапазон установки времени таймера	от 0 мин. до 99 ч.: 59 мин
Дискретность установки времени таймера, мин.	1
Объем, л	Не менее 29
Используемые размеры ванны (длина x ширина x глубина), мм	495x295x135
Длина бани, мм	Не более 560
Ширина бани, мм	Не более 440
Глубина бани, мм	Не более 360
Вес бани, кг	Не более 22
Комплект поставки:	
Баня лабораторная – 1 шт	
Защитная решётка нагревателя – 1 шт	
Крышка – 1 шт	наличие
Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт	



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Срок гарантии

12 месяцев