



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

БАНЬКА водяная баня лабораторная

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Бани водяные



Описание

Водяная баня лабораторная «Банька» — предназначена для нагревания в фиксированном температурном режиме.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Конструкция водяной бани позволяет использовать ее для разогревания сред, субстратов и последующего проведения бактериологического, серологического анализов в лабораториях СЭС, больниц, ветстанций. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить лабораторную баню по цене производителя.

Особенности

Емкость бани и корпус изготовлены из нержавеющей стали. Нагреватель размещен на дне емкости, не имеет контакта с теплоносителем (водой). В комплект поставки входит штатив на 12 пробирок или пенициллиновых флаконов и спиртовой термометр. Поставка прибора с 2024 года — с новым цифровым контроллером (фото 5). Благодаря тому, что емкость не имеет сварных швов, у нее высокая коррозионная стойкость, что обеспечивает долгий срок службы бани. Возможна поставка бани со штативом для жирометров.

Характеристики

Рабочий объем, л	2
Диапазон рабочих температур, (°С)	+20... +100
Точность термостабилизации, (°С)	±1,0
Габаритные размеры, мм	190x210x250
Напряжение питания, В	220
Вес, кг	2