



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Лазерный душ (670 нм- 95 мВт) к «Фаворит-3000»



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для лазерной терапии
Оборудование для лазерной терапии и физиотерапии в животноводстве
Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных

Описание

Лазерный душ (650 нм — 95мВт). Применение лазерного душа позволяет существенно повысить эффективность лазерной терапии, сократить время процедуры. Каждый облучатель состоит из девятнадцати лазерных диодов соответствующего диапазона, объединенных в кластер и имеющих стабилизированную мощность излучения.

Характеристики

Красный облучатель	да
Длина волны, нм	670
Минимальная суммарная мощность, мВт	95