



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Насадка внутриматочного облучения для ЛТК «Зорька»



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для лазерной терапии
Оборудование для лазерной терапии и физиотерапии в животноводстве
Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных

Описание

Насадка для внутриматочного облучения к ЛТК «Зорька» — Предназначена для доставки лазерного излучения непосредственно в полость матки через цервикальный канал.

Назначение

Насадка используется в составе аппарата «ЗОРЬКА», для лечения эндометритов, цервицитов, овариитов, субинволюции, атонии и гипотонии матки, сальпингитов, склероза яичников, за-держания последа.

Особенности

В оптическом разъеме используется микролинза для эффективного ввода лазерного излучения в оптическое волокно. Сферическая микролинза изготовлена методами лазерной обработки, из материала кварцевого волокна и монолитна с ним, что позволяет значительно снизить потери на передачу оптической мощности.