



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Микроскоп тринокулярный Миктрон 107 LED

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Микроскопы



Описание

Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить микроскоп тринокулярный «МИКТРОН-107 LED» по цене производителя. Совместим с цифровыми камерами «Миктрон» 5 Мп и 9 Мп.

Особенности

Установка межзрачкового расстояния – линейное перемещение. Револьверная головка на четыре объектива. Коаксиальная рукоятка перемещения предметного стола. Препаратоводитель в комплекте. Возможно исполнение с термо-стабилизированным



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

предметным столиком для биологических исследований живых клеток и тканей.

При работе тринокуляра с нашей цифровой камерой и выводе изображения на экран компьютера 21 дюйм на изображении разрешение достигает дифракционного предела, то есть менее 0.3 мкм Программные средства позволяют измерять радиусы, линейные размеры препаратов, площади окружностей и периметры криволинейных объектов. Возможна заводская калибровка вашей системы «микроскоп- камера- дисплей».

Характеристики

Увеличение	40-1000
Осветитель	Встроенный в основание LED осветитель (220В/6В/20Вт) с регулировкой яркости
Окуляры	10х (2 шт.)
Объективы	Ахроматы 4х, 10х, 40х, 100х
Конденсор	Аббе с ирисовой диафрагмой и фильтром, N.A. 1.25
Размеры предметного столика	140х140 мм
Диапазон перемещения препаратопроводителя	75х50 мм
Коаксиальная грубая и точная регулировка	с шагом 0.001 мм
Управление перемещением 2-х координатного столика	Коаксиальное