



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Электрод для измерения pH-мяса (ЭК-03)


### ЦЕНА

по запросу



#### Категории:

Приборы для ионометрического анализа  
Приборы для ионометрического анализа мяса  
Приборы для ионометрического анализа продуктов питания  
Оборудование для ионометрического анализа  
Оборудование для ветеринарных клиник



## Описание

**Комбинированный электрод для измерения pH (мяса) ЭК-03** — предназначен для экспресс-измерения величины pH в мясе и мясных продуктах без предварительной пробоподготовки. Электрод встроен в клинок ножа, что обеспечивает измерение pH внутри куска мяса. Производительность: 20 — 30 проб в час. Чтобы купить pH метр для мяса оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

## Особенности

Электроды комбинированные «ЭК» зарегистрированы в Госреестре средств измерений



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

Российской Федерации под № 33178-06

## Характеристики

<b>Диапазон измерений</b>	от 2 рН до 10 рН
<b>Диапазон рабочих температур</b>	от 15 °С до 40 °С
<b>Время отклика при н.у.</b>	не превышает 180 с
<b>Отклонение водородной характеристики от линейности</b>	не более $\pm 0.3$ рН