



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Электрод для измерения pH-молока (ЭК-01)

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Приборы для ионометрического анализа
Приборы для ионометрического анализа
молока

Приборы для ионометрического анализа
продуктов питания

Оборудование для ионометрического анализа
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Электрод для измерения pH-молока (ЭК-01) — предназначен для измерения величины pH в молоке и жидких молочных продуктах без предварительной пробоподготовки. Электрод выполнен в пластмассовом корпусе и снабжен защитным колпачком, что обеспечивает безопасность при проведении анализа.

Производительность: 15 — 20 проб в час. Чтобы купить pH метр для молока оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Электроды комбинированные «ЭК» зарегистрированы в Госреестре средств измерений Российской Федерации под № 33178-06