



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Электрод для измерения рН-сыра (ЭК-02)



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Приборы для ионометрического анализа
Приборы для ионометрического анализа сыра
Приборы для ионометрического анализа
продуктов питания



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Описание

Комбинированный электрод для измерения pH (сыр) ЭК-02 — предназначен для экспресс-измерения величины pH в вязких молочных продуктах без предварительной пробоподготовки. Электрод снабжен стойким наконечником, что обеспечивает измерение pH внутри куска сыра. Производительность: 15 — 20 проб в час. Чтобы купить pH метр для сыра оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Электроды комбинированные «ЭК» зарегистрированы в Госреестре средств измерений Российской Федерации под № 33178-06