



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Термостатируемая емкость для гомогенизаторов ГЛ-П 300 10000 2

ЦЕНА

по запросу



Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки



Описание

Если в вашей лаборатории необходимо день за днем получать однородное распределение частиц по размерам, или эмульсии с одинаковым фракционным составом, а гранулометрический анализ — это слишком дорого и сложно, то это решение — для Вас. Для измельчения липких веществ в замороженном виде (крио-гомогенизация) этот прибор также подходит.

Назначение

Прибор предназначен для работы в качестве термостатированной емкости в составе Гомогенизатора ГЛ-П 300- 10000 2. Назначение — поддержание заданной постоянной температуры пробы при измельчении, что обеспечивает наилучшую



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

воспроизводимость процесса.

Характеристики

Диапазон поддержания температуры пробы	от + 5 до 90 градусов Цельсия
Вещество	жидкий азот, сухой лед
Возможности	Крио- гомогенизация для липких смесей веществ