



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 2



## ЦЕНА

по запросу

### Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки  
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки



## Описание

**Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000 2** — предназначен для получения однородных, мелко измельченных смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 2 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

## Особенности

Емкость гомогенизатора герметична, способна сохранять температуру до 2-х часов.



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Возможна поставка с термостабилизированной емкостью, обеспечивающей поддержание постоянной температуры пробы (гомогенизация происходит в термостате). Это позволяет добиться наилучшей воспроизводимости результатов пробоподготовки.

## Характеристики

<b>Максимальная скорость вращения</b>	10000 об/мин
<b>Мощность двигателя</b>	400 Вт
<b>Диапазон установки таймера</b>	0 — 10 мин., с шагом 1 мин.
<b>Рабочая емкость</b>	нержавеющая сталь
<b>Максимальный объем гомогенизируемого образца</b>	2000 мл
<b>Электропитание</b>	220В/50Гц
<b>Габаритные размеры</b>	Ф 160х375
<b>Вес, не более</b>	3 кг