



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Система подачи проб большого объема.



### ЦЕНА

по запросу

### Категории:

Оборудование для пробоподготовки



## Описание

При исследованиях жидких образцов с объемом до 1000 мл используют систему их подачи в картридж, состоящую из адаптера к картриджам разных размеров, фторопластовой инертной трубки и грузика с фильтром.

## Назначение

Система подачи проб большого объема предназначена для транспортировки пробы из лабораторной посуды в картридж с сорбентом за счет вакуума создаваемого в манифолде.



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

---

## Характеристики

Количество каналов	4
Материал трубки	Фторопласт
Материал грузика с держателем фильтра	Нержавеющая сталь
Диаметр фильтрующего элемента	10 мм