



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Штрих пробоотборник



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для пробоподготовки

Лабораторное оборудование пробоподготовки
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Описание

Пробоотборник «Штрих» — предназначен для отбора с одновременным измельчением образцов для лабораторных исследований мяса и мясopодуктов, в том числе бензидиновой пробы, фермольной пробы и пробы варки, а также для пробоподготовки при выделения личинок трихинелл методом переваривания в искусственном желудочном соке.

Инструмент может использоваться в лабораториях санитарно-ветеринарной экспертизы, на убойных и мясopерерабатывающих предприятиях. Чтобы купить оборудование отбора проб мяса на лабораторные исследования оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

- Наилучший способ отбора проб с ножки диафрагмы.
- Быстрый и надёжный сбор проб с одновременным измельчением;
- До 6.000 движений ножа в мин.;
- Отбор до 1 гр. мяса за 15 — 20 сек.
- Возможность использования сменных лезвий одноразового скальпеля;



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

-
- Влагозащитное исполнение;
 - Встроенный аккумулятор;
 - Индуктивное зарядное устройство;
 - Масса не более 150 г.