



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42




www.petrolaser.com

СХМ-1 Станок ветеринарный хирургический

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Столы ветеринарные

Хирургическое оборудование для
ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Станок ветеринарный хирургический СХМ-1 — предназначен для размещения и фиксации животных мелких пород при различных хирургических вмешательствах, в том числе кастрации и стерилизации. Наличие регулировки наклона ложементов позволяет выбрать оптимальное положение пациента. Чтобы купить ветеринарный стол для фиксации животных оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Характеристики

Длина ложемента, мм	500
Ширина ложемента min, мм	230



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Максимальный угол наклона ложемент	20°
Габаритные размеры в сборе, мм	500x270x190
Масса не более, кг	3