



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Стол смотровой ветеринарный

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Столы ветеринарные
Смотровые столы для ветеринарных клиник
Хирургическое оборудование для
ветеринарных клиник
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Ветеринарный смотровой стол предназначен для осмотра и проведения широкого ряда врачебных манипуляций на животных весом до 120 кг. Чтобы купить стол ветеринарный смотровой оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Оборудование отличается прочной и функциональной конструкцией:

- Каркас стола выполнен из металла, покрытого порошковой краской, а столешница — из нержавеющей стали. Конструкция прочная и функциональная.
- Оптимальные размеры оборудования (габариты столешницы — 120x60 см, высота от пола — 90 см) обеспечивают комфортную работу с животным.
- На ножках предусмотрены колеса с фиксаторами, что позволяет легко



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

перемещать его в пределах клиники.

- Боковые продольные перемычки немного заглублены внутрь конструкции, чтобы ветеринару было удобнее подходить к столу.
- Легко моющиеся поверхности смотрового стола облегчают уборку и дезинфекцию
- При необходимости стол можно легко разобрать для транспортировки или хранения.

Характеристики

| | |
|--|------------------|
| Габаритные размеры стола в сборе, мм | 1200x600x900 |
| Максимальная нагрузка на столешницу, кг | 120 |
| Масса стола без упаковки, кг | 20 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20... до +50 |
| Относительная влажность воздуха | не более 98% |