



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Стол смотровой ветеринарный

## ЦЕНА

по запросу



### Категории:

Столы ветеринарные  
Смотровые столы для ветеринарных клиник  
Хирургическое оборудование для ветеринарных клиник  
Оборудование для ветеринарных клиник



## Описание

Ветеринарный смотровой стол предназначен для осмотра и проведения широкого ряда врачебных манипуляций на животных весом до 120 кг. Чтобы купить стол ветеринарный смотровой оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

## Особенности

Оборудование отличается прочной и функциональной конструкцией:

- Каркас стола выполнен из металла, покрытого порошковой краской, а столешница — из нержавеющей стали. Конструкция прочная и функциональная.
- Оптимальные размеры оборудования (габариты столешницы — 120x60 см, высота от пола — 90 см) обеспечивают комфортную работу с животным.
- На ножках предусмотрены колеса с фиксаторами, что позволяет легко



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

перемещать его в пределах клиники.

- Боковые продольные перемычки немного заглублены внутрь конструкции, чтобы ветеринару было удобнее подходить к столу.
- Легко моющиеся поверхности смотрового стола облегчают уборку и дезинфекцию
- При необходимости стол можно легко разобрать для транспортировки или хранения.

## Характеристики

<b>Габаритные размеры стола в сборе, мм</b>	1200x600x900
<b>Максимальная нагрузка на столешницу, кг</b>	120
<b>Масса стола без упаковки, кг</b>	20
<b>Температура эксплуатации, °С</b>	от -20... до +50
<b>Относительная влажность воздуха</b>	не более 98%