



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


## Сетка — фильтр к аппаратам ГАСТРОС всех моделей

### ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



### Описание

Сетка — фильтр для аппаратов ГАСТРОС — расходный материал.

Заменяется в плановом порядке, или по мере износа.

Подходит для всех моделей, с реактором 1 л, 2 л, и тремя реакторами по 2 л. Изготавливается из кислотостойкой нержавеющей стали, имеет индивидуальную маркировку, обеспечивающую правильный учет и оборот этого расходного элемента в плановом порядке.

Сетка-фильтр используется в аппаратах :

- Гастрос — 1 шт.
- Гастрос- 2 — 1 шт.
- Гастрос -6М — 3 шт.



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Особенности

[Письмо по замене сеток-фильтров](#)

## Характеристики

<b>Габаритные размеры, мм</b>	120*10*
<b>Размер ячейки, мкм</b>	400
<b>Материал сетки- кислотостойкая нерж. сталь</b>	0.05 мм
<b>Средний срок службы при ежедневном переваривании проб в ИЖС</b>	6 мес
<b>Масса, кг не более</b>	0,150