



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Компрессорий МИС-7П




ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



Описание

Компрессорий МИС-7П — предназначен для расплющивания образцов мяса при исследовании его на наличие трихинелл компрессорным методом с помощью трихинеллоскопа.

Компрессорий МИС-7П поставляется в комплекте:

- [Стейк-О](#) — 1 шт.
- Стейк-М — 2 шт.
- [Стейк](#) — 2 шт.
- [Стейк 2](#) — 2 шт.
- Стейк V вар. 3 — 2 шт.
- [Стейк-Про](#) — 2 шт.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Характеристики

Габаритные размеры, мм	220*50*26
Размер ячейки, мм	13*11
Толщина каждой пластины, мм	6
Наибольшее количество проб, помещаемое в компрессорий, шт.	28
Масса, кг не более	0,350