



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Пепсин сывороточный

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



Описание

Пепсин сывороточный — соответствует требованиям инструкции по эксплуатации аппаратов типа «Гастрос». Используется для приготовления ИЖС.

Имеет концентрацию фермента пепсина не менее 35%.