



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Пепсин сывороточный

### ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



### Описание

**Пепсин сывороточный** — соответствует требованиям инструкции по эксплуатации аппаратов типа «Гастрос». Используется для приготовления ИЖС.

Имеет концентрацию фермента пепсина не менее 35%.