



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

СТЕЙК-НД — Трихинеллоскоп с электронным выводом изображения высокого разрешения



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для исследования на
трихинеллез

Паразитология

Трихинеллоскопы

Оборудование для мясоперерабатывающей
промышленности

Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных



Описание

Цифровой инвертированный трихинеллоскоп «Стейк-НД» используется для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Также применяется на рыбоприемных пунктах, рыбоперерабатывающих и рыбоводческих предприятиях для выявления паразитарных заболеваний рыб.



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Назначение

Цифровой трихинеллоскоп высокого разрешения СТЕЙК-HD предназначен для контроля проб мяса на присутствие трихинелл, как компрессорным методом, так и с возможностью просмотра результатов переваривания сборных проб в искусственном желудочном соке. Кроме того, благодаря расположению оптики внутри стола, на нем можно работать с виалами, кюветами, чашками Петри и другой лабораторной посудой, имеющей толщину дна не более 6 мм.

Особенности

Полученные изображения могут быть сохранены в памяти прибора, для создания архива, доказательной базы, отправки файлов по электронной почте. Применение инвертированной оптической схемы (объектив и осветитель находятся в предметном столе) позволяет просматривать препараты снизу, в отраженном свете, а также в проходящем свете и косо-падающем освещении. Предметный стол находится на высоте не более 85 мм от поверхности лабораторной мебели, на которой установлен СТЕЙК-HD, что, в сочетании с управлением «по проводам» и большим дисплеем (22 дюйма) делает работу на нем мало напряженной.

Характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Цифровая камера высокого разрешения | (FULL HD) 1080x1920 p. |
| Ступенчатая и плавная регулировка увеличения | от 50 до 250 крат |
| Четкость и резкость изображения | высокая |
| Максимальное разрешение фотографий | 12 Мп |
| Осветитель проходящего и отраженного света | да |



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

| | |
|--|--------------------------|
| Регулировка яркости освещения | плавная |
| Компьютерный монитор с антибликовым экраном | диагональ 22 дюйма |
| Предметный стол, ШхГ | 500x285 мм |
| Возможность работать с компрессориями, чашками Петри, часовыми стеклами, луночными планшетами, предметными стеклами | да |
| Управление фокусировкой и резкостью изображения | моторизованное, цифровое |