



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Стейк-Про — проекционный трихинеллоскоп



### ЦЕНА

по запросу

#### Категории:

Оборудование для исследования на трихинеллез

Трихинеллоскопы

Трихинеллоскопы для контроля качества мяса

Оборудование анализа мяса на трихинеллез для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для исследования на трихинеллез для ветклиник

Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных

Оборудование для ветеринарных клиник

## Описание

**Проекционный трихинеллоскоп «Стейк-Про»** предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний.

Метод контроля — компрессорный.

Прибор рекомендован Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России для широкого использования. Методики утверждены органами ветсанэкспертизы и санитарно-эпидемиологического контроля.



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Проекционный трихинеллоскоп «Стейк-Про»

### Особенности

- проба целиком в поле наблюдения;
- 2 специальных быстросменных объектива;
- полное отсутствие искажений изображения;
- тонированный экран с антибликовым покрытием для повышения контрастности изображения;
- большое проекционное поле;
- высокая четкость и резкость изображения;
- анатомическая подставка для рук;
- бесшумная работа;
- тщательно проработанная эргономика корпуса.

### Характеристики

<b>Увеличение, крат, не менее</b>	40 и 70
<b>Габаритные размеры, мм</b>	400x500x600
<b>Размер экрана, мм</b>	310x310
<b>Количество компрессориев в комплекте поставки</b>	2
<b>Мощность лампы, Вт</b>	35
<b>Масса, кг, не более</b>	12