



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Стейк — проекционный трихинеллоскоп

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Оборудование для исследования на
трихинеллез

Трихинеллоскопы

Трихинеллоскопы для контроля качества мяса

Оборудование анализа мяса на трихинеллез

для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для мясоперерабатывающей
промышленности

Оборудование для исследования на
трихинеллез для ветклиник

Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных

Оборудование для ветеринарных клиник

Описание

Проекционный трихинеллоскоп «Стейк» — предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний.

Метод контроля — компрессорный.

Прибор рекомендован Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России и Беларуси для широкого использования. Методики утверждены органами ветсанэкспертизы и санитарно-эпидемиологического контроля.

Проекционный трихинеллоскоп «Стейк»



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Особенности

Отличается от зарубежных аналогов компактностью. Возможно дополнительно приобрести блок питания от бортовой сети автомобиля.

Характеристики

Увеличение, крат	50
Размер экрана по диагонали, мм	140
Количество компрессориев в комплекте поставки, шт	2
Питание	220В/50Гц или =12В
Потребляемая мощность, Вт	30
Габаритные размеры, мм	230x245x380
Вес прибора с блоком питания, кг	7