



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# WED-3000 V Ультразвуковой диагностический сканер

## ЦЕНА

по запросу



### Категории:

УЗИ аппараты для ветеринарии  
Аппараты УЗИ для животноводства  
Аппараты УЗИ для ветеринарных клиник  
Оборудование для животноводства и  
воспроизводства сельскохозяйственных  
животных  
Оборудование для ветеринарных клиник



## Описание

**Ультразвуковой диагностический сканер WED-3000 V** предназначен для обследования внутренних органов животных (лошадей, коров, баранов, свиней, собак, кошек и других животных) в режиме реального времени с возможностью фиксации изображения для последующего анализа и измерения. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить ветеринарный УЗИ сканер по цене производителя.

## Особенности

Стандартная комплектация: • Датчик 40R конвексный (2.5/3.5/5.0 MHz) • адаптер переменного тока • внутренняя батарея • металлический чемодан для переноски  
Дополнительно: • автомобильное зарядное устройство • дополнительная батарея с зарядным кабелем • Датчик L60 линейный ректальный датчик для диагностики



ООО НТЦ "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

---

репродуктив-ных органов лошадей и коров Частота 6.5 МГц. длина датчика около 8 см;.длина активной части 6 см • Датчик R20 микроконвексный датчик для мелких домашних животных Частота 5 МГц • Датчик L40 линейный датчик идеален для диагностики сухожилий животных Частота 7.5 МГц