



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

WED-9618 V Ультразвуковой диагностический сканер

ЦЕНА

по запросу



Категории:

УЗИ аппараты для ветеринарии
Аппараты УЗИ для животноводства
Аппараты УЗИ для ветеринарных клиник
Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Ультразвуковой диагностический сканер WED-9618 V предназначен для обследования внутренних органов животных (собак, кошек и других домашних животных) в режиме реального времени с возможностью фиксации изображения для последующего анализа и измерения. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить ветеринарный УЗИ сканер по цене производителя.

Особенности

• Полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система. • Автоматическое определение датчиков • 8 полосная TGC регулировка • Загрузка изображений в персональный компьютер в реальном времени через порт USB 2.0 Стандартная конфигурация: микроконвексный датчик R20 для мелких домашних животных



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Дополнительные опции: • Датчик L60 линейный ректальный датчик для диагностики репродуктивных органов лошадей и коров Частота 6.5 МГц. длина датчика около 8 см; длина активной части 6 см • Датчик R40 конвексный датчик для мелких домашних животных Частота 5 МГц • Датчик L40 линейный датчик идеален для диагностики сухожилий животных Частота 7.5 МГц • Датчик L40 эндоректальный датчик для диагностики внутренних органов собак Частота 7.5 МГц. длина датчика около 15 см; длина активной части 4 см

Характеристики

Режимы сканирования	Конвекс/линейный
Режимы работы	В, В+В, В+М, М, 4В
Глубина сканирования	60-130 мм
Кинопетля	511 кадров
Внутренняя память	32 кадра
Преобразование изображения	вверх/вниз, вправо/влево, инверсия
Локальный зум	2 кратный, в реальном времени и режиме freeze
Измерения	Расстояние, периметр, площадь, объем, частота сердечных сокращений
ОВ измерения	Лошади GA (GSD), Коровы GA (BL, SL, HL), Свиньи GA (HL), Овцы GA (USD), Кошки GA, EDD (HD, BD), Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD)
Разъемы для датчиков	2
Порты	Видео PAL-D, USB 2.0
Экран	10"
Комментарии	Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания