



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Установка вакуумного фильтрования УВФ Каптрон 47/6




ЦЕНА

по запросу

Категории:

Установки вакуумной фильтрации



Назначение

Установка вакуумного фильтрования УВФ КАПТРОН 47/6 (далее УВФ) предназначена для того, чтобы сократить время фильтрования, сделать процесс эффективнее и быстрее. УВФ может использоваться для получения осадка. Позволяет полнее отделять твердые включения (например микроорганизмы) от жидкой фазы.

Характеристики

Фильтровальный блок на 6 ячеек	1 шт.
Воронка фильтровальная-с силиконовой прокладкой	6 шт.
Фрита для фильтра 47мм	6 шт.
Вакуумная станция ANTLIA BH-90T	1 шт.
Вакуумный трубопровод 6мм 120 см	1 шт.



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Вакуумный трубопровод 10мм 120 см	1 шт.
Вакуумный трубопровод 6мм 10 см	1 шт.
Обратный клапан	1 шт.
Паспорт устройства	1 шт.