



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Негатоскоп многокадровый

## ЦЕНА


по запросу

### Категории:

Негатоскопы

Смотровые столы для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник



## Назначение

**Негатоскоп НПЛ 19-03** — устройство, которое используют для изучения рентгеновских снимков и пленок с изображением структур тканей на просвет, чтобы диагностировать определённые заболевания. Также при помощи прибора в научно исследовательских или лечебных центрах рентгеновские снимки демонстрируются большим аудиториям.

## Особенности

- негатоскоп обладает металлическим корпусом по периметру;
- все стороны корпуса можно протирать в целях очищения и дезинфекции;
- прибор может устанавливаться на столе или крепиться к стене;
- держатели снимков в комплекте.



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Характеристики

<b>Мощность светодиодного осветителя, Вт</b>	36
<b>Цветовая температура , град. К</b>	4000
<b>Яркость негатоскопа регулируемая</b>	от 10% до 100%
<b>Размеры светящейся области, мм</b>	295x895
<b>Вес, не более, кг</b>	7
<b>Напряжение питающей сети, В</b>	220 ± 20
<b>Частота питающей сети, Гц</b>	50