



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Негатоскоп многокадровый

ЦЕНА

по запросу




Категории:

Негатоскопы

Смотровые столы для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник



Назначение

Негатоскоп НПЛ 19-03 — устройство, которое используют для изучения рентгеновских снимков и пленок с изображением структур тканей на просвет, чтобы диагностировать определённые заболевания. Также при помощи прибора в научно исследовательских или лечебных центрах рентгеновские снимки демонстрируются большим аудиториям.

Особенности

- негатоскоп обладает металлическим корпусом по периметру;
- все стороны корпуса можно протирать в целях очищения и дезинфекции;
- прибор может устанавливаться на столе или крепиться к стене;
- держатели снимков в комплекте.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Характеристики

Мощность светодиодного осветителя, Вт	36
Цветовая температура, град. К	4000
Яркость негатоскопа регулируемая	от 10% до 100%
Размеры светящейся области, мм	295x895
Вес, не более, кг	7
Напряжение питающей сети, В	220 ± 20
Частота питающей сети, Гц	50