



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Моби-Терм биологический термостат

ЦЕНА

по запросу



Категории:

Ветеринарное оборудование

Оборудование для воспроизводства
сельскохозяйственных животных

Оборудование для молочной промышленности

Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных



Описание

Биологический термостат «Моби-Терм» — предназначен для размораживания спермы при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных. Конструкция аппарата позволяет размораживать сперму в соломинах. Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить биологический термостат Моби-Терм по цене производителя.

Характеристики

Предустановленная температура в рабочей зоне, °C	39
Точность поддержания, °C	±0,2



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Напряжение питания, В	12 (бортовая сеть автомобиля), 220В/50Гц (сетевой адаптер)
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Габаритные размеры, мм, не более	200x110x55
Время разогрева от температуры +20°C до рабочей температуры, мин., не более	10
Электропитание	Автономное эл/питание от встроенного аккумулятора или от сети 220В/50Гц